



ZSVA-Spiegel

Ausgabe 09/95
Register 4

Produktänderung

BAG-DryCheck - weil auch heiße Luft geprüft werden soll!

BAG-Biologische Analysensystem GmbH entwickelt mit ihren internationalen Kooperationspartnern laufend neue Chemo-Indikatoren zur Überwachung aller relevanten Sterilisationsprozesse. Hierzu zählt nach wie vor auch die Heißluftsterilisation, wobei in Deutschland bevorzugt Temperaturen von 160 - 180°C zur Anwendung kommen. Im medizinischen Bereich gilt eine Temperatur von 180°C als Regel. Hierbei darf gemäß DIN 58 947, Teil 3, eine Einwirkzeit von 30 Minuten nicht unterschritten werden. Diese Einwirkzeit gilt für genormtes Sterilisiergut. Bei Abweichungen in Bezug auf das Sterilisiergut, die Füllungs- und Beladezeit können längere Einwirkzeiten erforderlich werden, welche dann als Mindesteinwirkzeit zugrunde zu legen sind.

Die Überwachung der Heißluftsterilisation erfolgt mittels Temperaturmessung und in regelmäßigen Abständen durch Prüfung mit Bio-Indikatoren.

Darüberhinaus ist unseres Erachtens dringend angeraten, die Sterilisation mittels eines chemischen Prozeßindikators dahingehend zu überwachen, ob die Sterilisiergüter der Heißluftsterilisation unterworfen wurden. Dadurch können Verwechslungen mit nicht sterilisierten Gütern vermieden werden.

Bewährt haben sich hierbei einfache Klebe-Etiketten, die durch einen Farbumschlag anzeigen, ob das Sterilisiergut bereits sterilisiert wurde. Es sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, daß Prozeß- bzw. Behandlungsindikatoren grundsätzlich keine quantitative Aussage sondern nur eine qualitative Aussage zulassen, d.h. konkret nicht über die Einhaltung der geforderten Zeit-Temperatur-Kurve Auskunft geben, sondern nur über die Tatsache des Einwirkens heißer Luft.

Mit BAG-DryCheck bietet die **BAG** einen anwenderfreundlichen Heißluft-Behandlungsindikator an. Das Etikett wird einfach aus der praktischen Spenderbox gezogen und auf das zu sterilisierende Gut aufgeklebt. Durch einen eindeutigen Farbumschlag von blaugrün nach schwarzbraun wird angezeigt, daß das Gut im Sterilisator heißer Luft ausgesetzt war.

Wie bei allen **BAG**-Indikatoren wurde auch für BAG-DryCheck umweltfreundliches Verpackungsmaterial ausgewählt.

BAG-DryCheck erhalten Sie in Boxen à 1000 Etiketten. Für weniger als 10 Pfennig können Sie Ihre Heißluftsterilisation noch sicherer gestalten - dem Patienten zuliebe.

Noch Fragen? Rufen Sie uns einfach an!

Kundenservice: 06404/925-125 oder direkt Frau Birgit Früh, 06404/925-303.

07/95

Anlage:

Dieser BAG-Information ist eine Produktbeschreibung BAG-DryCheck beigefügt.