



ZSVA-Spiegel

Ausgabe 29/97
November 1997
Register 4

Produktänderung/-ergänzung

BAG-BD-Kit: Indikatorbogen und Spezial-Testmaterial aufeinander abgestimmt

Mit BAG-BD-Kit bietet die BAG-Biologische Analysensystem GmbH ein allseits bewährtes Testsystem für den täglichen Bowie und Dick Test in "neuem Gewand" an. Die BAG setzt dabei auf das erfolgreiche Kit-Konzept, d. h. alle für eine Testdurchführung erforderlichen Verbrauchsmaterialien befinden sich in aufeinander abgestimmten Mengen in der Kit-Packung.

Das Produktprogramm der BAG beinhaltet eine umfassende Angebotspalette an Bowie und Dick Testsystemen. Dieses Angebot wird nunmehr durch den BAG-BD-Kit erweitert. Der neue Kit besteht aus 4 Testpaketen (Best.-Nr. 7461, Spezial-Testmaterial, Größe ca. DIN-A4, je 15 x verwendbar) und 60 Testbögen BAG-AutoCheck (Best.-Nr. 7520, Größe ca. DIN-A4) für den täglichen Bowie und Dick Test. Die Funktionsweise des BD-Kit bleibt im Vergleich zum Einsatz der entsprechenden Einzelkomponenten unverändert. In die Mitte des Testpaketes (zwischen den weißen und grünen Papierlagen) wird der Indikatorbogen eingelegt. Das Testpaket wird in den passenden Druckhalter (Best.-Nr. 7460) eingespannt und mitsamt dem

Druckhalter in die leere Kammer des Dampfsterilisators eingebracht. Entsprechend den einschlägigen Normen und Richtlinien wird für den Bowie und Dick Funktionstest eine Haltezeit von 3,5 min. bei 134°C gewählt. Anschließend erfolgt die Auswertung des Testbogens (siehe hierzu beiliegende Produktbeschreibung).

Der Vorteil des BAG-BD-Kit liegt somit nicht in einer Änderung der Produktspezifikation, sondern in der neuen Darreichungsform, d. h. in aufeinander abgestimmten Mengen an Indikatorbögen und Testpaketen. Mit der Bestellung von BAG-BD-Kit erhalten Sie die ausreichende Menge für 60 Bestimmungen. Die immer wieder gemachte Beobachtung, daß bei der Lagerhaltung häufig eine Kom-

ponente im Überschuß und die andere im Unterschuß vorhanden ist, entfällt. Und noch einen Vorteil erwerben Sie mit dem

Kitkonzept: Die Indikator- und Spezial-Testmaterial-Chargen sind aufeinander abgestimmt und getestet.

Das BAG Programm an Bowie und Dick Testen:

1. Einmaltestpakete

* **BAG-BD-Check, Best.-Nr. 7523**, bestehend aus 30 gebrauchsfertigen Einmaltestpaketen mit integriertem Indikatorbogen

2. Kitkonzepte

* **BAG-AutoCheck-Kit, Best.-Nr. 7521**, bestehend aus 30 Indikatorbögen DIN-A6 und 2 jeweils 15 x verwendbaren Testpaketen (klein)
(Hinweis: zur Testdurchführung wird BAG-CCS-Druckhalter, Best.-Nr. 7465, benötigt)

* **NEU: BAG-BD-Kit, Best.-Nr. 7526**, bestehend aus 60 Indikatorbögen DIN-A4 und 4 jeweils 15 x verwendbaren Testpaketen (groß)
(Hinweis: zur Testdurchführung wird Bowie-Dick-Druckhalter, groß, Best.-Nr. 7460, benötigt)

3. Einzelkomponenten

* **BAG-AutoCheck, Best.-Nr. 7520**, bestehend aus 100 Indikatorbögen DIN-A4 zum Einlegen in ein Standard-Testpaket (Wäschepaket) oder ein Simulationstestpaket der Größe DIN-A4

* **BAG-Bowie & Dick Test System, Best.-Nr. 7461**, bestehend aus Spezial-Testmaterial, groß (DIN-A4), 15 x verwendbar, ohne Testbogen, Simulationstestkörper für den täglichen Bowie und Dick Test

4. Druckhalter

* **BAG-CCS-Druckhalter, Best.-Nr. 7465**, Aufnahmevorrichtung aus Edelstahl für Simulationstestkörper der Größe DIN-A6

* **Bowie-Dick-Druckhalter, Best.-Nr. 7460**, Aufnahmevorrichtung aus Edelstahl für Simulationstestkörper der Größe DIN-A4

Anlage: Produktinformation BAG-BD-Kit

Noch Fragen? Rufen Sie uns einfach an!

Kundenservice: 06404/925-125 oder direkt Frau Birgit Früh, 06404/925-303.

BAG - Für eine Zukunft mit Dimension.